



康德健体 积基树本

注册证编号：浙械注准20142020173

Disposable
Specimen Retrieval Bag

一次性使用
内窥镜标本取物袋



 **康基医疗**
KANGJI MEDICAL
股票代码：HK.9997

杭州康基医疗器械有限公司
Hangzhou Kangji Medical Instrument Co., Ltd.

地址：浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区春江东路1668号
Add No. 1668 Chunjiang East Road, Economic Development Zone, Tonglu,
Hangzhou, Zhejiang 311501, China
电话·Tel 0571-69900058
邮箱·E-mail kangji@hzkangji.com
网址·Web www.hzkangji.com

北京营销中心

地址·北京东城区北三环东路36号环球贸易中心A座2108-2109
Add 2108-2109, Block A, Global Trade Center, 36 Beisanhuan East Road,
Dongcheng District, Beijing
电话·Tel 010-58256997

 **400-8459997**

杭州康基医疗器械有限公司
HANGZHOU KANGJI MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD.

康基取物袋优点：

- 袋体使用生物相容性良好的高强度TPU材料，袋体透明柔软
- 张开装置使用12Cr17Ni7/Ni-Ti记忆合金材料，袋口张开充分，方便标本放入
- 取出时，自动收紧袋口，防止溢出
- 可防止肿瘤种植和组织液渗透引发的炎症，降低组织损伤风险
- 操作简便，安全效率
- 有多种规格袋体可供选择，满足不同手术需求



■ 人体工学手柄设计，推、拉操作均舒适，满足不同使用要求



■ Φ 10mm套管，方便通过穿刺器套管进入体内



■ 高强度医用TPU袋体，透明柔软Ni-Ti记忆合金张开装置，张开充分取出时，自动收紧袋口，防止溢出



■ 手柄处带有拉绳，组织装入袋体后，可拆卸杆身，节省器械占用空间



■ 高强度医用TPU袋体，记忆合金张开装置，袋体分离结构设计，节省器械占用空间

腔内肿物切除隔离袋

随着腹腔镜手术在妇科肿瘤治疗中的广泛应用，“肌瘤”分碎术后导致早期肉瘤腹腔播散转移的发生几率也在逐渐增加。近年来有文献报道，子宫分碎术（或肿瘤分碎术）可致早期子宫肉瘤盆腹腔内种植、转移，从而影响预后。为此，2020年由中国医师协会妇产科分会会长郎景和院士与向阳教授牵头，组织了国内30多位腹腔镜手术经验丰富的妇科肿瘤专家一起制定了《实施腹腔镜下子宫（肌瘤）分碎术的中国专家共识》。

该共识要求在进行腹腔镜下子宫肌瘤分碎术需采用密闭式分碎袋，实现术中无瘤要求。减少医疗过程中的患者伤害。



标本专用



甲状腺专用



| 型号 | 规格 | 袋体 | |
|----|-----|-----|------|
| | | 高度H | 开口宽L |
| I型 | 迷你号 | 75 | 50 |
| | 微小号 | 135 | 65 |
| | 小号 | 120 | 80 |
| | 中号 | 140 | 100 |
| | 大号 | 200 | 150 |
| | 加大号 | 250 | 200 |
| | 巨大号 | 300 | 300 |