

KANGJI康基

一次性电凝切割电极

型号规格: KJ-DN0505C
技术参数: $\Phi 5\text{mm} \times 330\text{mm}$



- 手术过程中持续负压吸烟, 将电凝/电切过程中的烟雾及时排出腔外, 保持手术视野清晰
- 360°可旋转的转轮, 可拨动转轮使电铲头部至术中所需要的角度
- 人体工学手柄, 握感舒适

一次性电凝切割抓钳

型号规格: KJ-ZQ0205
技术参数: $\Phi 5\text{mm} \times 330\text{mm}$



- 无菌包装, 即拆即用, 无需提前消毒准备
- 一次性使用, 杜绝交叉感染
- 多种钳头可供选择, 适用不同场合
- 自动锁定手柄, 抓持更省力

KANGJI康基

杭州康基医疗器械有限公司
Hangzhou Kangji Medical Instrument Co., Ltd.

股票代码: 9997.HK

康基总部

地址: 浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区春江东路1668号
电话: 400-8459997
邮箱: kangji@kangji.com
网址: www.kangji.com

北京营销中心

地址: 北京东城区北三环东路36号环球贸易中心A座2108-2109
电话: 010-58256997



微信公众号



公司官网



康基学术平台

KANGJI康基

Disposable
Electrosurgical
Electrodes

一次性电凝切割器械




杭州康基医疗器械有限公司
HANGZHOU KANGJI MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD.

一次性双极电凝切割钳

注册证号：国械注准20153010304

型号规格：KJ-SJ0205
技术参数：Φ5mm×330mm



弯头

直头

- 无菌包装，即拆即用，无需提前消毒准备
- 一次性使用，杜绝交叉感染
- 多种钳头可供选择，适用不同场合
- 轻盈灵巧，得心应手
- 反应迅速，操控精准
- 色标转轮，便于管理



型号规格：KJ-SJ0655
技术参数：Φ5.5mm×330mm



带推刀钳头

- 无菌包装，即拆即用，无需提前消毒准备
- 一次性使用，杜绝交叉感染
- 轻盈灵巧，得心应手
- 反应迅速，操控精准
- 内置推刀，凝切一体


一次性电凝切割器

注册证号：国械注准20153010302

一次性电凝切割剪刀

型号规格：KJ-JD0205W
技术参数：Φ5mm×330mm

- 无菌包装，即拆即用，无需提前消毒准备
- 一次性使用，杜绝交叉感染
- 轻盈灵巧，得心应手
- 头部高位绝缘，减少误损伤
- 刃面锋利，始终如新
- 色标转轮，便于管理



短弯剪



长弯剪



色标转轮

一次性电凝切割分离钳

型号规格：KJ-FL0205WT
技术参数：Φ5mm×330mm



- 无菌包装，即拆即用
- 无需提前消毒准备
- 一次性使用，杜绝交叉感染
- 轻盈灵巧，得心应手




一次性电凝切割电极

型号规格：KJ-DN0105G
技术参数：Φ5mm×330mm





- 无菌包装，即拆即用
- 无需提前消毒准备
- 一次性使用，杜绝交叉感染
- 手控开关，使用便捷
- 手术过程中持续负压吸烟，将电凝/电切过程中的烟雾及时排出腔外，保持手术视野清晰

型号规格：KJ-DN0205G
技术参数：Φ5mm×330mm



- 无菌包装，即拆即用
- 无需提前消毒准备
- 一次性使用，杜绝交叉感染
- 轻盈灵巧，得心应手

型号规格：KJ-DN0405G
技术参数：Φ5mm×330mm



- 无菌包装，即拆即用
- 无需提前消毒准备
- 一次性使用，杜绝交叉感染
- 手控开关，使用便捷