

**KANGJI 康基**

# 一次性可吸收结扎夹


ABSORBABLE LIGATING CLIP



远端闭合 精准高效  
外刚内柔 安全可靠

注册证编号：国械注准20233020518

## 产品优势 ADVANTAGES



双层鳄鱼嘴夹  
远端闭合技术  
夹闭精准高效



- 适用于各种微创、开放手术，结扎快速、安全、高效



- 纵横两个方向的抗拉力均远高于钛夹，结扎效果良好



- 外层夹采用聚甘醇酸材料制成，内层夹采用聚甘醇碳酸材料制成，均可完全降解无留存



- 可透视线，CT/MRI检查无散射、无伪影，不导电，耐高温，不反光，不影响手术视野，符合临床需求





- 每盒10排，每排含1-6枚结扎夹，可满足不同的手术需求，经济不浪费

## 临床适用范围

## APPLICATIONS

适用于开放手术  
及腔镜下微创手术



## 订购信息

### ■ 一次性可吸收结扎夹



订货编号	型号规格	包装	结扎范围
103Y.411	KJ-XJZ01L	1枚/排	2-7mm
103Y.412	KJ-XJZ02L	2枚/排	
103Y.413	KJ-XJZ03L	3枚/排	
103Y.414	KJ-XJZ04L	4枚/排	
103Y.415	KJ-XJZ05L	5枚/排	
103Y.416	KJ-XJZ06L	6枚/排	

### ■ 生物夹施夹器



订货编号	型号规格
101.112	Φ10×300
101.112 (400)	Φ10×400
101.112 (450)	Φ10×450

## 杭州康基医疗器械有限公司

Hangzhou Kangji Medical Instrument Co.,Ltd.

股票代码: 9997.HK

### 康基总部

地址: 浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区春江东路1668号  
电话: 400-8459997

### 北京营销中心

地址: 北京东城区北三环东路36号环球贸易中心A座2108-2109  
电话: 010-58256997



微信公众号



公司官网



康基学术平台